



ASSAINISSEUR BACTERICIDE FONGICIDE

SHOT ONE

CARACTERISTIQUES

Le **SHOT ONE** est un aérosol one shot polyvalent : assainisseur bactéricide, fongicide, désodorisant et insecticide.

Il s'agit d'un complexe de bases actives concentrées (ammonium quaternaire, pyréthrianoïde de synthèse, absorbant d'odeur, parfums menthe et eucalyptus). L'efficacité de la solution active pulvérisée a été testée en laboratoire agréé (Ministère de la recherche) et accrédité COFRAC.

Il est classé bactéricide selon la norme européenne NF EN1276 en 5 minutes de contact à 20°C – conditions de propreté ; et fongicide selon la norme NF EN1275 en 15 minutes de contact.
– conditions de propreté ; et fongicide selon la norme NF EN14476 en 30 sec de contact à 20°C

Concentration des matières actives:

- Chlorure de didécyldiméthylammonium (cas n° 7173-51-5) : 0.30% m/m
- Piperonyl butoxyde (cas n° 51-03-6) : 1.10% m/m
- N-(3-aminopropyl)-N-dodécylpropane-1,3-diamine (cas n° 2372- 82-9) : 0.36% m/m
- D-trans tétraméthrine (cas n° 1166-46-7) : 0.1% m/m
- 1R-trans phénéthrin (cas n° 26046-85-5) : 0.04% m/m

DOMAINE D'UTILISATION UTILISER LES BIOCIDES AVEC PRECAUTION, AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.

Le **SHOT ONE** est recommandé pour l'assainissement régulier des lieux ouverts au public, tels que les bureaux, salle de réunion, salles d'attente, sanitaires, vestiaires, local à ordures, etc. Il a une action BACTÉRICIDE, c'est-à-dire qu'il empêche les fermentations bactériennes tout en supprimant les odeurs qui en découlent.

L'activité bactéricide a été testée sur :

Pseudomonas aeruginosa – *Escherichia coli* – *Staphylococcus aureus* – *Enterococcus hirae* – *Legionella pneumophila* subsp. *Pneumophila* et aussi *Streptococcus faecalis* – *Mycobacterium smegmatis* étant donnée la concentration en matière active.

Il a une action FONGICIDE testée sur *Candida albicans*, *Aspergillus niger* mais également efficace contre *Cladosporium cladosporioides*, *Penicillium verrucosum* étant donnée la concentration en matière active. Il a un effet de choc sur les insectes volants, mouches, moustiques, moucherons, guêpes...

La matière active est efficace sur le virus H1N1 à la concentration contenue dans la formulation de l'aérosol.

NOTE : cet aérosol est réservé à l'usage des professionnels.

*PRODUIT A USAGE STRICTEMENT PROFESSIONNEL - FICHE DE SECURITE DISPONIBLE SUR SIMPLE DEMANDE.
Cette fiche technique annule et remplace les précédentes concernant ce produit (Septembre 2011)*

Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information et ne sauraient engager notre responsabilité quant aux dommages pouvant résulter d'une mauvaise utilisation des produits puisque la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappent à notre contrôle. De ce fait, ces informations ne peuvent être en aucun cas considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'utilisation défectueuse. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l'usage auquel il le destine. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu défectueux dans un délai d'une année après sa livraison.



FMDS - 7 RUE DE LA NAUE 86170 NEUVILLE DE POITOU - tél : 09 73 50 03 30
contact@fmds.fr - www.fmds.fr



ASSAINISSEUR BACTERICIDE FONGICIDE

SHOT ONE

MODE D'EMPLOI

Protéger les aliments et les aquariums en les de plaçant ou en les protégeant. Après le départ des personnes présentes dans la pièce, fermer portes et fenêtres. Enlever le capot, retourner l'aérosol et percuter l'embout blanc sur une surface dure. Poser le boîtier sur un support en hauteur en le remettant dans sa position normale, tête en haut. Laisser diffuser l'aérosol et sortir de la pièce. La diffusion se fait automatiquement jusqu'à la vidange complète de l'aérosol. Attendre 1 heure avant de rentrer dans l'espace traité et bien aérer les locaux.

CONDITIONNEMENT

Article : 820481
Format du boîtier : 35x88
Matière : Alu Capacité nominale : 127 ml
Volume net : 150 ml
Carton de 24 unités
Gaz propulseur : 1234ZE



Code douanier : 3808 91 10 00
Etiquette de danger : SGH09
Indice de re vision : 6_190218

RECOMMANDATIONS

Attention

Tenir hors de portée des enfants.

Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation.

Ne pas fumer. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage.

Ne pas respirer les aérosols.

Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

EN CAS D'INGESTION : appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

NE PAS faire vomir.

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

Protéger du rayonnement solaire.

Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F.

Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est prévu.

Générateur d'aérosol prêt à l'emploi. TP2-TP18.

Préparation biocide. Date d'expiration : 2ans

PRODUIT A USAGE STRICTEMENT PROFESSIONNEL - FICHE DE SECURITE DISPONIBLE SUR SIMPLE DEMANDE.
Cette fiche technique annule et remplace les précédentes concernant ce produit (Septembre 2011)

Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information et ne sauraient engager notre responsabilité quant aux dommages pouvant résulter d'une mauvaise utilisation des produits puisque la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappent à notre contrôle. De ce fait, ces informations ne peuvent être en aucun cas considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'utilisation défectueuse. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l'usage auquel il le destine. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu défectueux dans un délai d'une année après sa livraison.



FMDs - 7 RUE DE LA NAUE 86170 NEUVILLE DE POITOU - tél : 09 73 50 03 30
contact@fmds.fr - www.fmds.fr